

# ALAP KÉSZLET

## 1 órás Legionella sp. teszt a PrimeLab 1.0 fotométerrel

TESZT EREDMÉNYEK 1 ÓRÁN BELÜL

KVANTITATÍV (60 – 10<sup>6</sup> CFU/L)

TENYÉSZTÉSI MÓDSZERREL TANÚSÍTVÁ

ÚJ, SZABADALMAZTATOTT MÓDSZER

ÉLŐ LEGIONIONELLA SP. ÉSZLELÉSE

legipid<sup>®</sup>



## ALAP KÉSZLET

(Az eszköz a hozzá tartozó reagensekkel maximum 9 teszt elvégzésére alkalmas)

### KÉSZLET:

#### PrimeLab:

- Primelab 1.0 multiteszt fotométer fekete műanyag tartóval, szivacs béléssel
- Az ID 112 módszer (legionella/legipid) előre aktiválva (több mint 120 további paraméter aktiválható)
- DC-Adapter cserélhető nemzetközi csatlakozókkal
- 4 db AAA elem (alkaline)
- Bluetooth USB adapter, amennyiben a számítógépe nincs felszerelve Bluetooth eszközzel
- Ingyenes Primelab Desktop Assistant Program CD-n
- A Google Play áruházban elérhető ingyenes Cloud alkalmazás
- 4 x 10 ml/24 ml üvegeküvetta
- Fényvédő
- Műanyag keverő szár
- Tisztító kefe
- 10 ml-es fecskendő
- Nyomatott kézikönyv
- Ingyenes hozzáférés a PrimeLab Youtube csatornához

#### Kiegészítők:

- PLSp-LegiAD-1 PrimeLab 1ml küvetta adapter
- LG-MP2 egység 2 x MHCB küvettahoz plusz mágnessel
- Aktiváló kód

### LEGIPID REAGENS KÉSZLET:

LG-10 Kit maximum 9 és minimum 5 teszt elvégzésére alkalmas (egy zéró tesztenként).

Tartalma:

- 110 ml „L0 Diluent“
- 10 x „L1 Capture reagens“
- 200 ml L2-es mosópuffer
- 10 x L3 enzimmel jelzett anti legionella
- 5 x „L4 enzim-co-szubsztrátumok
- 2 ml L5 leállító reagens
- 5 db eldobható pipetta
- 10 x 1ml CB küvetta
- 10 x 9ml MHCB küvetta

#### Szűrő készlet:

- 5 x LP-Fil-Man egyszer használatos szűrő eszköz (elő- és fő-szűrő)



dinax<sup>®</sup>