

# DINAX FOTOMÉTER REAGENS DEWAN-50

(200 ml)

## Felhasználás:

A reagens a víz DEWAN-50 vagy DEWASIL koncentrációjának méréséhez használható.

A DINAX DEWAN-50 FOTOMÉTER REAGENS-sel mérhető anyagok:

### DEWAN termékcsalád:

- DEWAN®-50,
- DEWAN®-35,
- DEWAN®-18,
- DEWAN®-7

### DEWASIL termékcsalád

A reagens folyadék alkalmas a DEWAN-50/pH kézi teszterhez és a DINAX PHOTOPEROX 300 fotométerhez.

## Alkalmazása:

A DEWAN-50 illetve a DEWASIL koncentráció kimutatására 10 ml mintavízhez 20 csepp reagens folyadék szükséges. (Amennyiben a DEWAN-50 koncentráció meghaladja a 200 mg/l értéket, 40 csepp reagens folyadékra van szükség.)

Cseppentse a reagens folyadékot a mintavízbe. A víz azonnal elszíneződik. A 20 csepp becseppentése után az érték a kézi teszteren a színskálával összehasonlítva leolvasható, vagy a mintavíz a fotométerbe behelyezhető.

A reagens folyadék praktikus adagolásához és a cseppek könnyebb kiméréséhez 30 ml-es cseppentős flakon vásárolható. (cikk megnevezése: Flakon natúr cseppentős 30 ml-es)

**Kiszerezés:** 200 ml-es üvegben. Egy üveg kb. 100-150 mérésre elegendő.

**Tárolás:** Sötét, hűvös helyen, lezárt palackban, lehetőség szerint hűtőszekrényben.

**Felhasználható:** Tisztán tartva, megfelelő tárolás mellett elszíneződésig, de legalább fél évig

